



Material: Nitrilo

Cor: Verde

Tamanho: XS | S | M | L | XL

AQL: 1.5

Esterilidade: Não estéril

Luvas de exame em nitrilo verde, sem pó

Referências: FP.RG1402.XS | FP.RG1402.S |
FP.RG1402.M | FP.RG1402.L | FP.RG1402.XL

Estas instruções de utilização destinam-se a ser utilizadas em combinação com as informações específicas que constam da respetiva embalagem primária.

DESCRIÇÃO

Elevado conforto, destreza e resistência à perfuração e à rutura. As pontas dos dedos são microtexturadas, assegurando uma elevada sensibilidade tátil. Elevada elasticidade que confere elevada adaptabilidade. Punho com rebordo. Ambidestras. Uso único. Isentas de latex, com baixo risco de alergias. Produzidas em linha automatizada 100%, com inspeção individual de cada unidade.

FINALIDADE PREVISTA

Destinadas à utilização por profissionais de saúde em ambientes clínicos para revestir as mãos, proporcionando uma barreira mecânica/física que reduz o risco de contaminação cruzada entre o utilizador e o doente durante procedimentos não cirúrgicos, contribuindo assim para a prevenção da transmissão de doenças e garantindo a segurança do doente e utilizador.

CLASSIFICAÇÃO E MARCAÇÃO CE

Dispositivo médico da classe I, não estéril, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745. Equipamento de proteção individual de categoria III, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425. Avaliação de conformidade realizada pelo organismo BSI Netherlands Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam, The Netherlands. (2797).

Medical Device Class I, Non-sterile, under Regulation (EU) 2017/745	
CE	2797
Personal Protective Equipment, Category III, under Regulation (EU) 2016/425. BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam The Netherlands.	

NORMAS

Em conformidade com as normas: EN ISO 20417:2021; EN ISO 15223-1:2021; EN ISO 14971:2019/A11:2021; EN 455-1:2020+A1:2022; EN 455-2:2015; EN 455-3:2015; EN 455-4:2009; EN ISO 10993-1:2018; EN ISO 10993-5:2009; EN ISO 10993-10:2021; EN ISO 10993-23:2021; EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-2:2019; EN ISO 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016; EN 16523-1:2015+A1:2018; ISO 16604:2004.



FABRICANTE:

ARKA, EUROPE, S.A.
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497
(chamada para telefone fixo nacional)

REPRESENTANTES AUTORIZADOS:


Suiça (apenas para Dispositivo Médico):
MedNet SWISS GmbH, D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

Reino Unido (apenas para Dispositivo Médico):
MediMap Ltd, 2 The Drift, Thurston, Suffolk IP31 3RT, United Kingdom

Luvas de exame em nitrilo verde, sem pó



SIMBOLOS E PICTOGRAMAS DA EMBALAGEM



(A) Antes de utilizar o produto, consulte as instruções de utilização ou contacte a ARKA, EUROPE, S.A. para obter informações adicionais. (B) Advertência. (C) Fabricante. (D) Data de fabrico. (E) Prazo de validade. (F) Número do lote. (G) Referência. (H) Não estéril. (I) Manter afastado de fontes de calor e radioativas. (J) Manter seco. (K) Temperatura de armazenamento entre 10°C e 40 °C. (L) Uso único. (M) Dispositivo Médico. (N) Identificador único do dispositivo. (O) Proteção contra riscos químicos - Tipo C= tempo de rutura de permeação > 10 minutos de proteção contra pelo menos uma substância química da lista definida na norma EN ISO 374-1:2016 (nenhum código indicado por baixo do pictograma). Substâncias testadas: K=Hidróxido de sódio a 40% e T=Formaldeído a 37%. (P) Proteção contra bactérias, fungos e vírus. (Q) O produto está em conformidade com o UK MDR 2002. (R) O produto está em conformidade e foi certificado de acordo com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de categoria III. Quando o símbolo MD acompanha a marcação CE, o produto é também classificado como dispositivo médico de classe I de acordo com os requisitos do Regulamento (UE) 2017/745.



FABRICANTE:

ARKA, EUROPE, S.A.
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497
(chamada para telefone fixo nacional)

REPRESENTANTES AUTORIZADOS:

Suiça (apenas para Dispositivo Médico):
MedNet SWISS GmbH, D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

Reino Unido (apenas para Dispositivo Médico):
MediMap Ltd, 2 The Drift, Thurston, Suffolk IP31 3RT, United Kingdom

Luvas de exame em nitrilo verde, sem pó



PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Antes da utilização, verifique cuidadosamente as luvas quanto à existência de furos, rasgos, deformações ou outros defeitos visíveis. Não utilizar se estiverem danificadas. **2.** As luvas são concebidas para uso único. Não reutilizar. A reutilização pode comprometer a eficácia da barreira de proteção. **3.** As luvas oferecem proteção limitada contra determinados produtos químicos. Consulte a informação técnica fornecida pela ARKA, EUROPE, S.A. antes da utilização com químicos. **4.** Retire as luvas com cuidado, evitando o contacto com a superfície externa. Lave e desinfete as mãos após a remoção. **5.** As luvas não devem ser expostas a chamas vivas nem utilizadas como proteção contra calor ou contra chamas. **6.** As luvas não são adequadas para proteção contra radiação ionizante, ambientes de contenção biológica ou atmosferas explosivas. **7.** Não utilizar se a embalagem estiver danificada. **8.** As luvas são destinadas a utilização temporária, entendida como uma utilização contínua inferior a 60 minutos, nos termos do Regulamento (UE) 2017/745. **9.** As luvas devem ser substituídas entre procedimentos, sempre que se transite de uma área contaminada para uma área limpa, após contacto com fluidos corporais ou quando se verifiquem sinais de dano ou contaminação, de forma a garantir a manutenção da barreira e a segurança do utilizador e do doente, prevenindo a contaminação cruzada. **10.** Em caso de ocorrência de um incidente grave, esse incidente deve ser comunicado à ARKA, EUROPE, S.A. e à Autoridade Competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou doente residam.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-x e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

VIDA ÚTIL

3 anos, após a data de fabrico.

COLOCAÇÃO DAS LUVAS (ORIENTAÇÕES OMS)



1. Retire uma luva da embalagem original.



2. Toque apenas numa zona restrita da luva correspondente ao punho (na extremidade superior do punho).



3. Coloque a primeira luva.



4. Com a mão ainda descoberta, retire a segunda luva, tocando apenas numa zona restrita correspondente ao punho.



5. Para evitar tocar na pele do antebraço com a mão já enluvada, vire a superfície externa da luva a colocar sobre os dedos da mão já enluvada, permitindo assim colocar a segunda luva.



6. Depois de colocadas as luvas, as mãos não devem tocar em mais nada que não esteja indicado ou previsto nas condições de utilização das luvas.

PROTEÇÃO QUÍMICA

Letra Código	Químico	Nível de Permeação	Degradação (%)
K	Hidróxido de sódio a 40%	6	2,9
T	Formaldeído a 37%	4	44,5

A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e diz respeito só às amostras testadas. Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras colhidas apenas da palma da mão e refere-se apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for usado numa mistura. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, pois as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste dependendo da temperatura, abrasão e degradação. Quando usadas, as luvas de proteção podem oferecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a alterações nas propriedades físicas. Movimentos, travamento, atrito, degradação causados pelo contato químico, etc. podem reduzir o tempo real de uso significativamente. Para químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos.



FABRICANTE:

ARKA, EUROPE, S.A.
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497
(chamada para telefone fixo nacional)

REPRESENTANTES AUTORIZADOS:

Suiça (apenas para Dispositivo Médico):
MedNet SWISS GmbH, D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

Reino Unido (apenas para Dispositivo Médico):
MediMap Ltd, 2 The Drift, Thurston, Suffolk IP31 3RT, United Kingdom



Material: Nitrile

Color: Green

Sizes: XS | S | M | L | XL

AQL: 0,65

Sterility: Non sterile



Green nitrile examination gloves, powder-free

References: [FP.RA1402.XS](#) | [FP.RA1402.S](#) | [FP.RA1402.M](#) | [FP.RA1402.L](#) | [FP.RA1402.XL](#)

These instructions for use are intended to be used in combination with the specific information provided on the respective primary packaging.

DESCRIPTION

High comfort, dexterity, and resistance to puncture and tear. The fingertips are micro-textured, ensuring high tactile sensitivity. High elasticity providing excellent adaptability. Beaded cuff. Ambidextrous. Single use. Latex-free, with low allergy risk. Manufactured on a fully automated line (100%), with individual inspection of each unit.

CLASSIFICATION AND CE MARKING

Medical device of class I, non-sterile, in accordance with Regulation (EU) 2017/745. Personal protective equipment of category III, in accordance with Regulation (EU) 2016/425. Conformity assessment carried out by the notified body BSI Netherlands, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam, The Netherlands. (2797).

Medical Device Class I, Non-sterile, under Regulation (EU) 2017/745	
CE	2797
Personal Protective Equipment, Category III, under Regulation (EU) 2016/425. BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam The Netherlands.	

INTENDED USE

Intended to be used by healthcare professionals in a clinical environments to cover the hands, providing a mechanical/physical barrier that reduces the risk of cross-contamination between the user and the patient during non-surgical procedures, thereby contributing to the prevention of disease transmission and ensuring patient and user safety.

STANDARDS

In compliance with the following standards: EN ISO 20417:2021; EN ISO 15223-1:2021; EN ISO 14971:2019/A11:2021; EN 455-1:2020+A1:2022; EN 455-2:2015; EN 455-3:2015; EN 455-4:2009; EN ISO 10993-1:2018; EN ISO 10993-5:2009; EN ISO 10993-10:2021; EN ISO 10993-23:2021; EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-2:2019; EN ISO 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016; EN 16523-1:2015+A1:2018; ISO 16604:2004.



MANUFACTURER:

ARKA, EUROPE, S.A.
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497
(call to a national landline)

AUTHORIZED REPRESENTATIVES:


Switzerland (for Medical Device only):
MedNet SWISS GmbH, D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

United Kingdom (for Medical Device only):
MediMap Ltd, 2 The Drift, Thurston, Suffolk IP31 3RT, United Kingdom

Green nitrile examination gloves, powder-free



SYMBOLS AND PICTOGRAMS ON THE PACKAGING



(A) Before using the product, consult the instructions for use or contact ARKA, EUROPE, S.A. for further information. (B) Warning. (C) Manufacturer. (D) Date of manufacture. (E) Expiry date. (F) Batch number. (G) Reference. (H) Non-sterile. (I) Keep away from heat and radioactive sources. (J) Keep dry. (K) Storage temperature between 10°C and 40°C. (L) Single use. (M) Medical Device. (N) Unique Device Identifier. (O) Chemical risk protection - Type C = permeation breakthrough time > 10 minutes for protection against at least one chemical from the list defined in EN ISO 374-1:2016 (no code indicated below the pictogram). Tested substances: K = 40% Sodium hydroxide and T = 37% Formaldehyde. (P) Protection against bacteria, fungi and viruses. (Q) The product complies with UK MDR 2002. (R) The product complies with and is certified in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on Personal Protective Equipment (PPE) category III. When the MD symbol accompanies the CE marking, the product is also classified as a Class I medical device according to Regulation (EU) 2017/745.



MANUFACTURER:
 ARKA, EUROPE, S.A.
 Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal
 info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497
 (call to a national landline)

AUTHORIZED REPRESENTATIVES:

Switzerland (for Medical Device only):
 MedNet SWISS GmbH, D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

United Kingdom (for Medical Device only):
 MediMap Ltd, 2 The Drift, Thurston, Suffolk IP31 3RT, United Kingdom

Green nitrile examination gloves, powder-free



PRECAUTIONS FOR USE

1. Before use, carefully inspect the gloves for holes, tears, deformations, or any other visible defects. Do not use if damaged. 2. The gloves are intended for single use only. Do not reuse. Reuse may compromise the protective barrier's effectiveness. 3. The gloves offer limited protection against certain chemicals. Please consult the technical information provided by ARKA, EUROPE, S.A. before use with chemicals. 4. Remove the gloves carefully, avoiding contact with the outer surface. Wash and disinfect hands after removal. 5. Gloves must not be exposed to open flames or used as protection against heat or fire. 6. The gloves are not suitable for protection against ionizing radiation, biological containment environments, or explosive atmospheres. 7. Do not use if the packaging is damaged. 8. The gloves are intended for temporary use, defined as continuous use of less than 60 minutes, in accordance with Regulation (EU) 2017/745. 9. Gloves must be changed between procedures, when moving from a contaminated area to a clean area, after contact with bodily fluids, or when signs of damage or contamination are present, in order to maintain the barrier function and ensure the safety of both the user and the patient, preventing cross-contamination. 10. In the event of a serious incident, it must be reported to ARKA, EUROPE, S.A. and to the Competent Authority of the Member State where the user and/or patient is located.


STORAGE AND TRANSPORTATION RECOMMENDATIONS

Keep in a dry place and protect from humidity, direct sunlight, fluorescent light, ozone, X-rays and excessive cold and heat. Dispose of in accordance with local regulations.

SHELF-LIFE

3 years after the manufacturing date.

GLOVES DISPENSING (WHO GUIDELINES)



CHEMICAL PROTECTION

Letter chemical code	Name of the chemical	Permeation Level	Degradation (%)
K	40% Sodium hydroxide	6	2,9
T	37% Formaldehyde	4	44,5

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.



MANUFACTURER:

ARKA, EUROPE, S.A.
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497
(call to a national landline)

AUTHORIZED REPRESENTATIVES:

Switzerland (for Medical Device only):
MedNet SWISS GmbH, D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

United Kingdom (for Medical Device only):
MediMap Ltd, 2 The Drift, Thurston, Suffolk IP31 3RT, United Kingdom



Matériau: Nitrile

Couleur: Vert

Taille: XS | S | M | L | XL

AQL: 1.5

Taille: Non stérile

Gants d'examen en nitrile vert, sans poudre

Références : FP.RG1402.XS | FP.RG1402.S |
FP.RG1402.M | FP.RG1402.L | FP.RG1402.XL

Ces instructions d'utilisation doivent être utilisées en combinaison avec les informations spécifiques figurant sur l'emballage primaire respectif.

DESCRIPTION

Grand confort, dextérité et résistance à la perforation et à la rupture. Les doigts sont micro texturés pour assurer une sensibilité élevée. Grande élasticité offrant une adaptabilité élevée. Bordure roulée. Ambidextres. Usage unique. Sans latex, risque d'allergie. Fabriqués sur une ligne entièrement automatisée avec inspection individuelle de chaque unité.

CLASSIFICATION ET MARQUAGE CE

Dispositif médical de classe I, non stérile, conformément au règlement (UE) 2017/745. Équipement de protection individuelle de catégorie III, conformément au Règlement (UE) 2016/425. Évaluation de la conformité réalisée par l'organisme notifié BSI Netherlands Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam, The Netherlands. (2797).

CE	Medical Device Class I, Non-sterile, under Regulation (EU) 2017/745
	2797 Personal Protective Equipment, Category III, under Regulation (EU) 2016/425. BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam The Netherlands.

OBJECTIF DU PRODUIT

Destiné à être utilisé par les professionnels de santé dans un environnement hospitalier, afin de protéger leurs mains, fournissant une barrière mécanique/physique réduisant le risque de contamination croisée entre l'utilisateur et le patient lors de procédures non chirurgicales, contribuant ainsi à la prévention de la transmission des maladies et garantissant la sécurité du patient et de l'utilisateur.

NORMES

Fabriqués conformément aux exigences des normes: EN ISO 20417:2021; EN ISO 15223-1:2021; EN ISO 14971:2019/A11:2021; EN 455-1:2020+A1:2022; EN 455-2:2015; EN 455-3:2015; EN 455-4:2009; EN ISO 10993-1:2018; EN ISO 10993-5:2009; EN ISO 10993-10:2021; EN ISO 10993-23:2021; EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-2:2019; EN ISO 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016; EN 16523-1:2015+A1:2018; ISO 16604:2004.



FABRICANT :

ARKA, EUROPE, S.A.
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497
(appel vers une ligne fixe nationale)

REPRÉSENTANTS AUTORISÉS :


Suisse (uniquement pour Dispositif Médical):
MedNet SWISS GmbH, D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

Royaume-Uni (uniquement pour Dispositif Médical):
MediMap Ltd, 2 The Drift, Thurston, Suffolk IP31 3RT, United Kingdom

Gants d'examen en nitrile vert, sans poudre



SYMBOLS / PICTOGRAMMES DE L'EMBALLAGE



(A) Avant utilisation, lire les instructions d'utilisation ou contacter ARKA, EUROPE, S.A. pour obtenir des informations complémentaires. (B) Avertissement. (C) Fabricant. (D) Date de fabrication. (E) Date de validité. (F) Numéro de lot. (G) Référence. (H) Non stérile. (I) Tenir à l'écart des sources de chaleur et des rayonnements. (J) Garder au sec. (K) Température de stockage : 10°C à 40°C. (L) Usage unique. (M) Dispositif Médical. (N) Identifiant unique du dispositif. (O) Protection contre les risques chimiques – Type C = temps de rupture/perméation > 10 minutes contre au moins une substance chimique de la liste définie dans EN ISO 374-1:2016 (aucun code indiqué sous le pictogramme). Substances testées : K = Hydroxyde de sodium à 40%, T = Formaldéhyde à 37%. (P) Protection contre bactéries, champignons et virus. (Q) Produit conforme au UK MDR 2002. (R) Produit conforme et certifié selon les exigences du Règlement (UE) 2016/425 pour les EPI de catégorie III. Lorsque le symbole MD accompagne le marquage CE, le produit est également classé comme dispositif médical de classe I conformément au Règlement (UE) 2017/745.



FABRICANT:

ARKA, EUROPE, S.A.
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497
(appel vers une ligne fixe nationale)

REPRÉSENTANTS AUTORISÉS :

Suisse (uniquement pour Dispositif Médical):
MedNet SWISS GmbH, D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

Royaume-Uni (uniquement pour Dispositif Médical):
MediMap Ltd, 2 The Drift, Thurston, Suffolk IP31 3RT, United Kingdom

Gants d'examen en nitrile vert, sans poudre



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Avant utilisation, inspecter soigneusement les gants pour détecter tout trou, déchirure, déformation ou autre défaut visible. Ne pas utiliser s'ils sont endommagés. 2. Les gants sont conçus pour usage unique. Ne pas réutiliser. La réutilisation peut compromettre l'efficacité de la barrière de protection. 3. Les gants offrent une protection limitée contre certains produits chimiques. Consulter les informations techniques fournies par ARKA, EUROPE, S.A. avant l'utilisation avec des produits chimiques. 4. Retirer les gants avec précaution, en évitant le contact avec la surface externe. Laver et désinfecter les mains après retrait. 5. Les gants ne doivent pas être exposés aux flammes nues ni utilisés pour protection contre la chaleur ou le feu. 6. Les gants ne sont pas adaptés pour protection contre les rayonnements ionisants, les environnements biologiques confinés ou les atmosphères explosives. 7. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. 8. Les gants sont destinés à un usage temporaire, défini comme une utilisation continue inférieure à 60 minutes selon le Règlement (UE) 2017/745. 9. Les gants doivent être remplacés entre les procédures, lorsqu'on passe d'une zone contaminée à une zone propre, après contact avec des fluides corporels ou en cas de détection de dommages ou contamination, pour maintenir la barrière et la sécurité de l'utilisateur et du patient, et prévenir la contamination croisée. 10. En cas d'incident grave, celui-ci doit être signalé à ARKA, EUROPE, S.A. et à l'autorité compétente de l'État membre où réside l'utilisateur et/ou le patient.


RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE ET TRANSPORT

Conserver dans un endroit sec et protéger de l'humidité, de la lumière directe du soleil, de la lumière fluorescente, de l'ozone, des rayons X, du froid et de la chaleur excessive. Éliminer conformément aux réglementations locales.

DURÉE DE VIE

3 ans après la date de fabrication.

MISE EN PLACE DES GANTS (OMS)



1. Retirer un gant de l'emballage d'origine.



2. Toucher uniquement une zone restreinte correspondant au poignet.



3. Mettre le premier gant.



4. Avec la main encore découverte, retirer le deuxième gant en ne touchant que la zone du poignet.



5. Pour éviter tout contact avec la peau de l'avant-bras avec la main déjà gantée, retourner la surface externe du gant à mettre sur les doigts de la main déjà gantée et placer le deuxième gant.



6. Après la mise en place des gants, les mains ne doivent toucher que les surfaces prévues.

PROTECTION CHIMIQUE

Lettre du code chimique	Nom de la substance chimique	Pénétration Niveau de protection	Dégradation (%)
K	Hydroxyde de sodium 40%	6	2,9
T	Formaldéhyde 37%	4	44,5

La résistance à la pénétration a été évaluée selon des conditions d'essai normalisées en laboratoire et concerne uniquement les échantillons testés. Cette information ne reflète pas nécessairement la durée réelle de protection dans les conditions spécifiques du lieu de travail, ni la différenciation entre produits chimiques purs et mélanges. La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés uniquement sur la paume de la main, et se rapporte exclusivement au produit chimique testé. Cette résistance peut différer si le produit chimique est utilisé sous forme de mélange. Il est recommandé de vérifier l'adéquation des gants à l'usage prévu, car les conditions réelles du lieu de travail peuvent différer des conditions d'essai en raison de la température, de l'abrasion ou de la dégradation. Lors de leur utilisation, les gants de protection peuvent présenter une résistance réduite aux substances chimiques dangereuses en raison de modifications des propriétés physiques. Des facteurs tels que les mouvements, le pincement, le frottement, et la dégradation causée par le contact chimique peuvent réduire de manière significative la durée de protection réelle. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation des gants constitue souvent le facteur déterminant à prendre en compte lors de la sélection de gants résistants aux produits chimiques.



FABRICANT:

ARKA, EUROPE, S.A.
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497
(appel vers une ligne fixe nationale)

REPRÉSENTANTS AUTORISÉS :

Suisse (uniquement pour Dispositif Médical):
MedNet SWISS GmbH, D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

Royaume-Uni (uniquement pour Dispositif Médical):
MediMap Ltd, 2 The Drift, Thurston, Suffolk IP31 3RT, United Kingdom